

# aks-saniflow II

Großzelliges Antidekubitus-  
Wechseldrucksystem  
der Standardklasse  
für Dekubiti bis  
einschließlich Grad II



- stufenlose Druckeinstellung
- sichere Steckverbindung
- optischer Alarm bei Druckverlust
- HMV-Nr. 11.29.04.0002



Stand: 08/2009

made in troisdorf

**aks**  
aktuelle krankpflege systeme

Antwerpener Straße 6  
53842 Troisdorf  
Fon: 02241 9474-0  
Fax: 02241 9474-88  
E-mail: aks@aks.de  
Web: www.aks.de



# aks-saniflow II

## Großzelliges Antidekubitus-Wechseldrucksystem der Standardklasse für Dekubiti bis einschließlich Grad II

### aggregat

- ansprechendes, gerundetes Design
- Zyklusdauer: 12 Min.
- stufenlose Druckeinstellung entsprechend dem Patientengewicht (Bild 1)
- stabile, umklappbare Haltebügel zur Aufhängung am Bett
- einfacher Filterwechsel
- hochelastischer Schaumstoffstreifen und weiche Gerätefüße zur Geräuschkopplung



### matratze

- Matratzenauflegesystem
- alternierendes 2-Kammersystem zur wechselnden Druckentlastung
- 17 Zellen
- alle Zellen einzeln austauschbar
- Zellenhöhe 13 cm
- Matratzenbezug aus Nylon/PVC, wasserundurchlässig mit Druckknöpfen an Kopf- und Fußseite an der Matratze befestigt
- mit Umschlagenden zur Befestigung an der Schaumstoff-Matratzenunterlage
- Endstopfen mit Zugring zur Schnellentlüftung (Bild 2)



### service

- kompetenter Servicecheck durch aks pura GmbH, Troisdorf
- Hygiene- und Transportboxen zum günstigen Preis und sicheren Transport (aks pura GmbH)
- Schulungen bei aks oder nach Absprache vor Ort

Änderungen und Irrtümer vorbehalten

## Technische Daten

### Aggregat

Stromversorgung	230 Volt, 50 Hz, 12 W
Gewicht	2,3 kg
Maße	B 28 x H 10 (inkl. Füße) x T 20,5 cm
Garantie	2 Jahre

### Matratzenauflage

Maße	90 x 200 cm
Gewicht	4,9 kg
Zellenhöhe	13 cm
Anzahl der Zellen	17
Patientengewicht	40 bis 120 kg
Garantie	1 Jahr

Bestell-Nr.	aks-saniflow II	21230
	Ersatzaggregat	21231
	Ersatzmatratze	21232



aks-Hygiene- und Transportbox für den geschlossenen Hygienekreislauf