



aks-Beckengurt komfort

Optimale Unterstützung der Beckenpositionierung für teilmobile Personen in Sitzposition

- einfach und schnell in der Handhabung
- Unterstützung teilmobiler Personen in Rollstühlen oder auf anderen Sitzplätzen
- Schutz des Patienten vor dem Abrutschen nach vorne
- Stabilität und Halt durch hohe Verarbeitungsqualität
- Sicherheit durch optimale Passform – kein Faltenwurf
- guter Tragekomfort durch Schaumstoffpolsterung
- kein Einschneiden des Gurtes in die Oberschenkel
- Befestigung durch praktische Steckverschlüsse mit variabler Größeneinstellung (Bild 2)
- Material 100 % Baumwolle, in Jersey-Steppstich
- TEXTHANE-Beschichtung auf der Innenseite, wasserabweisend und atmungsaktiv (Bild 2)
- waschbar bis 30° C
- nicht bügeln
- nicht im Trockner trocknen
- in drei Größen lieferbar

Größen	für Personen mit einem Taillenumfang von/bis
S	50/75 cm
M	70/95 cm
L	90/120 cm



Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Bestell.Nr. Größe klein/S S69803/1
Größe mittel/M S69803/2
Größe groß/L S69803/3

aks-Beckengurt komfort



Optimale Unterstützung der Beckenpositionierung
für teilmobile Personen in Sitzposition



- sicher fixierend
- komfortabel
- einfache Handhabung

aks
aktuelle krankpflege systeme

Antwerpener Straße 6
53842 Troisdorf
Fon: 02241 9474-0
Fax: 02241 9474-88
E-mail: aks@aks.de
Web: www.aks.de

Stand: 08|2010

