

aks-decubiflow 3000



Großzelliges
Antidekubitus- Wechseldrucksystem für
Dekubiti bis einschließlich Grad III
mit intelli-static® II



- großzelliges Matratzen-Ersatzsystem
- für Dekubiti bis einschließlich Grad III
 - Patientengewicht 40 bis 130 kg
 - durch intelli-static® II besonders zur Schmerztherapie geeignet
- Drucksensor-Technologie
- variable Zyklus-Zeiten
- PU-Zellen mit flow-air-Belüftung
- bielastischer Schutzüberzug

Stand: 07/2007 Änderungen und Irrtümer vorbehalten



made in troisdorf

aks
aktuelle krankpflege systeme

Antwerpener Straße 6
53842 Troisdorf
Fon: 02241 9474-0
Fax: 02241 9474-88
E-mail: aks@aks.de
Web: www.aks.de