



aks-S4

Das wohnliche Pflegebett mit Patent für den ambulanten und stationären Einsatz

- 1 hohe Funktionalität – individuelle Positionierung – viergeteilte Liegefläche mit elektrisch verstellbarer Höhe, Kopf- und Fußauflage; Fußteil mit Knieknick vom Bett aus ohne pflegerische Hilfe per Hand-schalter elektrisch verstellbar - patentgeschützt!
- 2 Schutz vor Herausfallen – beidseitig integrierte stabile Seitengitter
- 3 fester Stand des kompakten Scherenhubs mit vier feststellbaren Rollen
- 4 Netzfreischaltung: Dieses Sicherheitssystem trennt das Bett allpolig bei Nichtbetätigung der Handbedien-ung elektrisch vom Stromnetz.
- 5 ergonomische Handbedienung mit Großtasten, integrierter Sperrfunktion und Prüfung der Erstfeh-lersicherheit durch Schwesterschlüssel
- 6 inkl. Aufrichter und Haltegriff



optional:

- 7 Seitengittererhöhung, z. B. für den Einsatz von Großzellenmatratzen
- 8 Bettverlängerung zur Versorgung größerer Patienten
- 9 Seitengitterpolsterung
- 10 leichter Aufbau durch eine Person mittels der Montagehilfe
- 11 Unterrahmenverlängerung für sicheren Stand



Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Technische Daten

| | |
|-----------------------|--|
| Liegefläche (BxL) | 90 x 200 cm |
| Abmaße (BxL) | 108 x 206 cm |
| Höhenverstellung | von 40 cm bis 90 cm (ohne Matratze) |
| Rollendurchmesser | 125 mm |
| Sichere Arbeitslast | 170 kg |
| Max. Patientengewicht | 135 kg |
| Eingangsspannung | 230 V; 50/60 Hz |
| Leistungsaufnahme | 150 W, max. 2A |
| Schutzklasse | II |
| Anwendungsteil | Typ B |
| Schutzart | IP X4 |
| Angewendete Normen | DIN EN 1970 DIN EN 60601-1-2 DIN EN 60601-2-38 (soweit anwendbar) |
| Garantie | 2 Jahre |
| Bestell-Nr. | 32508 |



aks-S4



Das wohnliche Pflegebett mit Patent
für den ambulanten und stationären Einsatz



- Hubschere nur 114 x 84 cm
trotzdem sicher und stabil
- komplett elektrisch verstellbar
- individuell anpassbare Einstiegs- und
Liegehöhe zur komfortablen Pflege

made in troisdorf

aks
aktuelle krankpflege systeme

Antwerpener Straße 6
53842 Troisdorf
Fon: 02241 9474-0
Fax: 02241 9474-88
E-mail: aks@aks.de
Web: www.aks.de

Stand: 08/2008



HMV-Nr. 19.40.01.3128
PflegeHMV-Nr. 50.45.01.1141