

aks-saniflow II S



Großzelliges Antidekubitus-
Wechseldrucksystem
der Standardklasse
für Dekubiti bis
einschließlich Grad II
mit Statikfunktion



- stufenlose Druckeinstellung
- sichere Steckverbindung
- optischer und akustischer Alarm bei Druckverlust
- zur Schmerztherapie geeignet

- HMV-Nr. 11.29.04.0003



Stand: 08/2009

made in troisdorf

aks
aktuelle krankpflege systeme

Antwerpener Straße 6
53842 Troisdorf
Fon: 02241 9474-0
Fax: 02241 9474-88
E-mail: aks@aks.de
Web: www.aks.de



aks-saniflow II S

Großzelliges Antidekubitus-Wechseldrucksystem der Standardklasse für Dekubiti bis einschließlich Grad II mit Statikfunktion


aggregat

- ansprechendes, gerundetes Design
- Zyklusdauer: 12 Min.
- stufenlose Druckeinstellung entsprechend dem Patientengewicht (Bild 1)
- Schalter zur Rücksetzung des akustischen Alarms (Bild 2)
- Schalter für den Statikbetrieb (Bild 2)
- stabile, umklappbare Haltebügel zur Aufhängung am Bett
- einfacher Filterwechsel
- hochelastischer Schaumstoffstreifen und weiche Gerätefüße zur Geräuschkopplung



matratze

- Matratzenauflegesystem
- alternierendes 2-Kammersystem zur wechselnden Druckentlastung
- 17 Zellen
- alle Zellen einzeln austauschbar
- Zellenhöhe 13 cm
- Matratzenbezug aus Nylon/PVC, wasserundurchlässig mit Druckknöpfen an Kopf- und Fußseite an der Matratze befestigt
- mit Umschlagenden zur Befestigung an der Schaumstoff-Matratzenunterlage
- Endstopfen mit Zugring zur Schnellentlüftung (Bild 3)



service

- kompetenter Servicecheck durch aks pura GmbH
- Hygiene- und Transportboxen zum günstigen Preis und sicheren Transport (aks pura GmbH)
- Schulungen bei aks oder nach Absprache vor Ort

Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Technische Daten

Aggregat

Stromversorgung	230 Volt, 50 Hz, 12 W
Gewicht	2,3 kg
Maße	B 28 x H 10 (inkl. Füße) x T 20,5 cm
Garantie	2 Jahre

Matratzenauflage

Maße	90 x 200 cm
Gewicht	4,9 kg
Zellenhöhe	13 cm
Anzahl der Zellen	17
Patientengewicht	40 bis 120 kg
Garantie	1 Jahr

Bestell-Nr.	aks-saniflow II S	21239
	Ersatzaggregat	21240
	Ersatzmatratze	21232



aks-Hygiene- und Transportbox für den geschlossenen Hygienekreislauf