

# aks-saniflow® II

Großzelliges Antidekubitus-Wechseldrucksystem der Standardklasse

Bereits die Standardklasse beginnt mit einer großzelligigen Matratzenauflage, die dem Patienten im Wechseldruck eine angenehme Entlastung bietet.

Die Vorteile der aks-saniflow® II

- einfache Bedienung: stufenlose Druckeinstellung entsprechend dem Patientengewicht, stabile umklappbare Metallbügel zur Anbringung ans Bett, einfacher Filterwechsel
- optische Anzeige bei Erreichen des gewünschten Drucks
- optischer Alarm bei Druckverlust (z.B. Leckage)
- hochelastischer Schaumstoffstreifen rückseitig und weiche Füße zur Geräuschkopplung
- Zyklusdauer 12 Minuten
- alternierendes Zweikammersystem zur intermittierenden Druckentlastung
- 17 Zellen, einzeln austauschbar
- Zellenhöhe 13 cm
- Matratzenbezug aus Nylon/PVC mit Druckknöpfen an Kopf- und Fußseite an der Matratzenauflage befestigt, wasserundurchlässig
- mit Umschlagenden zur Befestigung an der Schaumstoff-Matratzenunterlage
- Schnellentlüftung der Matratze durch Endstopfen mit Zugring
- sichere Einrastverbindung der Schläuche am Aggregat



## aks-saniflow® II S

Die Zusatzfunktion Statik erhöht den Zielgruppenbereich. Schmerzpatienten können im Statikbetrieb schonend gelagert werden.

Zusätzliche Funktionen

- Schalter für den Statikbetrieb
- optischer und akustischer Alarm bei Druckverlust (z.B. Leckage)
- Schalter zur Rückstellung des akustischen Alarms

Patientengewicht 40 kg bis 120 kg

Dekubitusgrad bis inkl. Grad II (nach EPUAP)

Bestell-Nummern

aks-saniflow® II 21230  
Ersatzaggregat 21231  
Ersatzmatratze inkl. Überzug 21232

aks-saniflow® II S 21239  
Ersatzaggregat 21240  
Ersatzmatratze inkl. Überzug 21232

HMV-Nummern

aks-saniflow® II 11.29.04.0002  
aks-saniflow® II S 11.29.04.0003

# saniflow® II/II S