

MIT
HMV-NR.

aks®

eir-flow® IV und eir-flow® IV A

Großzelliges Antidekubitus-Wechsel- drucksystem mit Statikfunktion

Diese Ausführung ermöglicht Personen mit bis zu 140 kg Körpergewicht und bis einschließlich Dekubitusgrad IV nach EPUAP die Vorzüge eines Wecheldrucksystems zu nutzen.

eir-flow® IV/eir-flow® IV A

- als **eir-flow® IV** Matratzenersatzsystem mit herausnehmbarer Schaumstoffunterlage (4 cm) *oder*
- als **eir-flow® IV A** Auflagesystem, zur Verwendung auf einer Matratze, erhältlich
- Statikfunktion
- optischer und akustischer Alarm bei Druckverlust (z.B. Leckage)
- Leckage-Erinnerungsfunktion: Der akustische Alarm bei Druckverlust kann stumm geschaltet werden, wird aber nach 10 Minuten reaktiviert, solange die Leckage noch besteht.
- alternierendes Zweikammersystem zur intermittierenden Druckentlastung
- 17 hochwertige Luftzellen aus TPU/Nylon
- Zellenhöhe 13 cm
- Bi-elastischer Matratzenbezug aus PU/PES, flüssigkeitenundurchlässig, mit umlaufendem Reißverschluss
- Schnellentlüftung der Matratze durch CPR-Lasche
- sichere Einrastverbindung der Schläuche am Aggregat
- Patientengewicht 40-140 kg

Für die Dekubitusprophylaxe bis zu einem sehr hohen Dekubitusrisiko und zur Dekubitustherapie bis einschließlich Grad IV (nach EPUAP) einsetzbar.

HMV-Nummer

11.29.04.0016 - eir-flow® IV A

11.29.08.0007 - eir-flow® IV

Bestellnummer

eir-flow® IV, 90 x 200 cm - 21520

eir-flow® IV A, 90 x 200 cm - 21510



eir-flow® IV/eir-flow® IV A: Tabelle zur Unterstützung der Druckeinstellung auf der Frontseite



Luftzellen einzeln austauschbar



4 Eck-Schlaufen zur Befestigung an der Liegefläche oder Matratze



CPR-Lasche zur schnellen Entlüftung



eir-flow® IV: separates Fach mit Schaumstoffunterlage (4 cm)